
Glyceringelatine nach Kaiser, phenolfrei **Kat.Nr./Cat.No. : 23311**
Glycerol gelatin after Kaiser, phenol-free

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		leicht gelblich gefärbte, feste Masse slightly yellowish colored, firm mass
Brechungsindex refractive index	40 °C	1.44 – 1.48
Glyceringehalt (%) glycerol content		ca. 40
Gelatinegehalt (%) gelatin content		ca. 7
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.