

---

**3-Mercapto-1,2-propandiol** reinst **Kat.Nr./Cat.No. : 28637**  
3-Mercapto-1,2-propanediol research grade

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> S
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		108.16
<b>Aussehen</b> appearance		klare farblose Flüssigkeit clear colorless solution
<b>Gehalt (%)</b> assay	GC	min. 99.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Dichte (g/ml)</b> specific density		1.25
<b>Brechungsindex</b> refractive index		1.5223 – 1.5273
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis / to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.