

|  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
| <b>1-Methoxyphenazin·methosulfat</b> reinst    | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> | <b>28966</b> |
| 1-Methoxyphenazine·methosulfate research grade |                          |              |

| <b>Parameter</b><br>parameter               | <b>Methode</b><br>method | <b>Spezifikation</b><br>specification |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Summenformel</b><br>formula              |                          | $(C_{14}H_{13}N_2O)^+CH_3SO_4^-$      |
| <b>Molekulargewicht</b><br>molecular weight |                          | 336.4                                 |
| <b>Aussehen</b><br>appearance               |                          | dunkelrotes Pulver<br>dark red powder |
| <b>Gehalt (%)</b><br>assay                  | UV                       | min. 98.0                             |
| <b>Schmelzpunkt (°C)</b><br>melting point   |                          | 170 – 180                             |
| <b>Identität</b><br>identity                | IR                       | entspricht<br>corresponds             |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage             |                          | +2 bis/ to +8                         |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.