

---

**b-Nicotinamid adeninucleotid reduziert·Na<sub>2</sub>-salz** reinst      **Kat.Nr./Cat.No. :**      **30312**  
NADH ·Na<sub>2</sub>·salt reduced research grade

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula	NADH·Na <sub>2</sub>	C <sub>21</sub> H <sub>27</sub> N <sub>7</sub> O <sub>14</sub> P <sub>2</sub> ·Na <sub>2</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		709.4 (wasserfrei/ anhydrous)
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis hellgelbes Pulver white to yellowish powder
<b>NADH·Na<sub>2</sub>(%)</b>	HPLC	min. 98.0
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying		max. 8.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.