

SERVA Violet 17 Staining Kit

Kat.Nr./Cat.No. :

35074

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Anwendung
application

zum Färben von IEF-Gelen
for staining of IEF gels

Inhalt
content

1 g SERVA Violet 17
500 ml 20% TCA Solution for Fixation
500 ml Stain Solubilizer Solution (20% phosphoric acid)
2 x 500 ml Destaining Solution (3% phosphoric acid)

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.