

SERVA Silver Stain Kit für SDS PAGE
SERVA Silver Stain Kit for SDS PAGE

Kat.Nr./Cat.No. : 35076

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Anwendung
application

SDS PAGE

Inhalt
content

500 ml Fixing solution
25 x 30mg Natriumthiosulfate· 5 H₂O
250 ml Silver nitrate solution
1.5 ml Formaldehyde
500 ml Sodium carbonate solution
500 ml Citric acid solution

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

**Bei Lagerung unter +10 °C kann die Natriumcarbonat Lösung auskristallisieren.
Die Kristalle lösen sich beim Erwärmen des Produktes wieder.**

Storage below +10 °C may cause crystallization of Sodium carbonate solution.
Crystals can be solved by warming up the product.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.