

---

**XTT Sodium 3,3'-[(Phenylamino)carbonyl]-3,4-Tetrazolium-  
Bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic acid hydrate**      **Kat.Nr./Cat.No. : 38450**

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula	C <sub>22</sub> H <sub>16</sub> N <sub>7</sub> O <sub>13</sub> S <sub>2</sub> Na
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight	674.53
<b>Aussehen</b> appearance	gelbes Pulver yellow powder
<b>ε<sub>285nm</sub></b>	15 800 ± 1000
<b>Wasser (%)</b> water	max. 15.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage	+2 bis/ to +8

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.