

TBE Puffer 10x molecular biol. grade
TBE Buffer 10x

Kat.Nr./Cat.No. : 39320

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

klare farblose Lösung
clear colorless solution

pH

8.1 – 8.5

Zusammensetzung
composition

TRIS (# 37180)
EDTA-Na₂•2H₂O (# 11280)
Borsäure / Boric acid (# 15165)

0.89 M
0.02 M
0.89 M

DNase/ RNase Aktivität
DNase/ RNase activity

nicht nachweisbar
none detected

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.