

---

|  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
| <b>SERVA Blue R staining Kit</b><br>SERVA Tris-Glycine native electrophoresis buffer (10x) | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> | <b>42531</b> |
|--|--------------------------|--------------|

---

| <b>Parameter</b><br>parameter         | <b>Spezifikation</b><br>specification   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Zusammensetzung</b><br>composition | <b>500 ml Lösung A</b><br>500 ml solution A<br>Serva Blue R 2 g/l<br>in Ethanol<br><br><b>500 ml Lösung B</b><br>500 ml solution B<br>Essigsäure 20 %<br>acetic acid 20 % |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage       | +15 bis/ to +30   |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.