
Nativer Kathodenpuffer für Blue/ Clear Native (10x) Native Cathode Buffer for Blue/ Clear Native (10x)	Kat.Nr./Cat.No. :	42536
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	6.9 – 7.1
Zusammensetzung composition	
N-Tris(hydroxymethyl)-methylglycin (#37195)	500 mM
Bis(2-hydroxyethyl)amino]- 2-(hydroxy-methyl)-1,3-propanediol BISTRIS (#15107)	150 mM
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.