
SSC-Puffer SSC-buffer molecular biology grade	Kat.Nr./Cat.No. :	42555
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
-------------------------------	---------------------------------------

Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
-------------------------------	---

pH	6.8 - 7.2
-----------	-----------

Zusammensetzung composition	
---------------------------------------	--

NaCl (# 30183)	3.0 M
tri-Natriumcitrat•2H ₂ O	0.3 M
tri-Sodiumcitrate•2H ₂ O	

DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
--	------------------------------------

Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30
---------------------------------	-----------------

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.