

Sprüh-Magermilchpulver zum Blotten
Skim milk powder for blotting

Kat.Nr./Cat.No. : 42590

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes bis gelbliches Pulver white to yellowish powder
Protein (%) protein		32.0 – 35.0
Fett (%) fat		max. 1.25
Lactosemonohydrat (%) Lactose monohydrate		51.0 – 56.0
pH	10 % in H ₂ O	6.5 – 6.7
Asche (%) ash		7.2 – 8.2
Wassergehalt (%) water content		max. 4.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.