

---

<b>Anodenflüssigkeit 3 für IEF</b> Anode fluid 3 for IEF	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>42984</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		klare, farblose Lösung clear, colorless solution
<b>Inhalt (in 50 ml)</b> content		0.17g L-Asparaginsäure 0.18g L-Glutaminsäure 0.17g L-aspartic acid 0.18g L-glutamic acid
<b>pH</b>		2.8 – 3.8
<b>Osmolarität (mOsmol/l)</b> osmolarity		40 – 70
<b>Leitfähigkeit (µS/cm)</b> conductivity		< 1000
<b>Anwendung (IEF)</b> use		entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.