

Collagen CS Lösung 0.5 %, steril
Collagen CS solution 0.5 %, sterile

Kat.Nr./Cat.No. : 47257

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, viskose Lösung clear, viscous solution
Gehalt (%) assay		0.47 – 0.55
pH		2.0 – 2.4
Sterilttest sterile test		kein Wachstum no growth
Gelbildung gel formation		positiv positive
Ursprung origin		Kalbshaut calf skin
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.