

Careta Protectora Radiológica Plomada - *FaceShield Pro*

Protección facial | Código: CRE-05

DESCRIPCIÓN GENERAL

Careta diseñada para brindar protección facial completa contra la radiación ionizante dispersa durante procedimientos médicos con rayos X. Fabricada con visor de acrílico con equivalencia de plomo y una estructura de soporte plástico de alta resistencia, ofrece una combinación de seguridad, comodidad y durabilidad. Su sistema de ajuste tipo Ratchet proporciona una sujeción firme y ergonómica, ideal para uso prolongado.

Nota: Esta careta atenúa la radiación dispersa de baja energía asociada a procedimientos de radiología diagnóstica con rayos X; no elimina por completo la exposición. No sustituye el uso de lentes plomados en procedimientos con alta dispersión lateral y no está diseñada para blindar frente al haz primario directo ni frente a fuentes de radiación gamma de alta energía, para las cuales se requieren sistemas de blindaje especializados.

IMAGEN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre comercial	FaceShield Pro
Código Asterion	CRE-05
Categoría	Protección Facial
Tipo de producto	Careta/visor facial con diadema ajustable tipo Ratchet, unitalla
Material del visor	Acrílico con equivalencia de plomo
Material de la estructura	Plástico de alta resistencia
Equivalencia de plomo	0.13 mmPb
Rango de operación	50 – 120 kV
Peso aproximado	0.4 kg
Tallas disponibles	Unitalla
Colores disponibles	Negro
Compatibilidad	Uso simultáneo de lentes graduados
Sistema de ajuste	Diadema ajustable tipo Ratchet

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Protección facial completa frente a radiación ionizante dispersa.
- Visor de acrílico con equivalencia de plomo.
- Estructura de soporte en plástico de alta resistencia.
- Sistema de ajuste tipo Ratchet para sujeción firme y ergonómica.
- Diseño ligero pensado para uso prolongado sin fatiga.
- Visor amplio que reduce puntos ciegos frente a diseños de gafas tradicionales.
- Compatible con el uso simultáneo de lentes graduados.

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Visor	Acrílico con equivalencia de plomo (0.13 mmPb)
Estructura/soporte	Plástico de alta resistencia
Sistema de ajuste	Diadema tipo Ratchet

CERTIFICACIONES Y NORMATIVIDAD

- Cumple con lo establecido en los numerales 17.4.1 a 17.4.5 de la NOM-229-SSA1-2002
- Certificado europeo CE.
- Certificación FDA.
- Certificación ISO 9001.
- Informes de inspección de ropa con plomo, material de plomo y tejidos.

USO RECOMENDADO Y APLICACIONES

Equipo de protección facial personal para la atenuación de radiación ionizante dispersa durante procedimientos médicos y radiológicos: radiología general, fluoroscopia, hemodinamia, cardiología intervencionista y salas quirúrgicas guiadas por rayos X.

CUIDADO, ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS

- Guardar en lugar seco y protegido de golpes o caídas cuando no esté en uso.
- Limpiar el visor únicamente con paño suave y agua tibia; evitar solventes, alcohol o líquidos corrosivos.
- No exponer a temperaturas extremas.
- Inspeccionar periódicamente el visor en busca de grietas, rayaduras o desgaste.
- Manipular conforme a buenas prácticas de seguridad e higiene.

GARANTÍA

Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. No cubre daño por mal uso, exposición a temperaturas extremas o desgaste normal del material. Términos y condiciones completos disponibles en www.asterioncare.com.

ASTERION CARE

contacto@asterioncare.com · (55) 6438-2199 · www.asterioncare.com