



Semipermeabel film<sup>1</sup>

Absorberende hydrocellulært skum

Silikon sårkontaktlag



 smith&nephew

**ALLEVYN**<sup>◇</sup>

Gentle Border Lite

ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle Border Lite gir en optimal væskehåndtering gjennom en unik triple-action teknologi som absorberer, beholder og fordampner væske<sup>1,2</sup>. Dette optimaliserer fuktbalansen i såret og fremmer sårtilhelingen<sup>3</sup>. ALLEVYN Gentle Border Lite har en tynnere skumkjerne, men har likevel fordelene til ALLEVYN Gentle Border:

- Utmerket tilpassing<sup>4</sup> som sikrer pasientens komfort
- Optimal absorberingsevne grunnet en kombinasjon av triple-action teknologi og silikonheft<sup>6</sup>
- Kan brukes på anatomisk utfordrende områder<sup>5</sup>
- Enkel å applikere<sup>3</sup> – kan løftes og flyttes uten å miste sine klebende egenskaper<sup>6</sup>
- Bandasjen at pasienten dusjer<sup>5</sup>, og dette øker livskvaliteten
- Silikon sårkontaktlag reduserer smerter og ubehag ved bandasjeskift<sup>3</sup> - ideell for pasienter med sart og ømfintlig hud<sup>3</sup>
- Toppfilmen er en effektiv bakteriebarrieresom reduserer risiko for infeksjon grunnet ekstern kontaminering<sup>7</sup>

## Indikasjoner

ALLEVYN Gentle Border Lite er indikert for sårbehandling som sekundærbandasje på lavt til moderat væskende grunne og granulerende, kroniske og akutte sår, dype og overfladiske sår som trykksår, diabetiske fotsår, leggsår, ulcerende sår, infiserte sår, maligne sår, kirurgiske sår, donorsteder hudrifter og første- og annengrads forbrenninger.

## Applikering

Rengjør såret i henhold til normale prosedyrer.

Velg egnet bandasjestørrelse. ALLEVYN Gentle Border Lite kan klippes til. Benytt alltid en ren teknikk når du klipper bandasjen.

Rengjør huden rundt såret, og tørk grundig. Overflødig hårvekst bør fjernes for å sikre en at bandasjen sitter tett mot huden.

Fjern en av beskyttelsesfilmene og fest den klebende siden av bandasjen mot såret.

Fjern resten av beskyttelsesfilmen og legg bandasjen over såret uten å strekke huden slik at bandasjen applikeres uten skrukker. Bandasjens sårpute skal dekke hele såret. Bandasjen kan løftes og reposisjoneres uten å miste sine klebende egenskaper.

Hvis bandasjen klippes til, sørg for at eksponerte skumområder dekkes med en egnet filmbandasje uten å dekke hele bandasjen.

## Bandasjeskift

I den innledende fasen av behandlingen bør alle ALLEVYN Gentle Border Lite bandasjene inspiseres etter lokal klinisk protokoll. Dersom bandasjen brukes på infiserte sår, bør infeksjonen inspiseres og behandles etter lokal klinisk protokoll. Bandsjen kan sitte på såret i opptil 7 dager, med unntak av sakralområdet hvor bandasjen kan være i opptil 5 dager. Bandasjen bør bytes når sårets tilstand eller huden omkring tilsier det, eller når sår væsken er synlig og nærmer seg 0,5cm fra kanten av bandasjen. Beslutningen om bandasjeskift bør baseres på kliniske vurderinger, og ta hensyn til lokale retningslinjer.

## Fjerning

ALLEVYN Gentle Border Lite bandasjen fjernes ved å løfte et hjørne og trekke forsiktig tilbake til bandasjen er helt fjernet fra såret.

## Forsiktighetsregler

Ikke bruk ALLEVYN Gentle Border Lite sammen med oksidasjonsmidler som hypoklorittoppløsninger (for eksempel EUSOL) eller hydrogenperoksid da disse kan bryte ned det absorberende polyuretanlaget i bandasjen. Dersom det oppstår rødhet eller sensibilisering ved bruk, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes. ALLEVYN Gentle Border Lite er et engangsprodukt.

## Bestillingsinformasjon

artikkel	beskrivelse	antall pr. salgsenhet
66800833	5cm x 5cm	10
66800834	7.5cm x 7.5cm	10
66800835	10cm x 10cm	10
66800836	5.5cm x 12cm	10
66800837	8cm x 15cm	10
66800840	15cm x 15cm	10
66801012	10cm x 20cm	10
66801013	Oval 8.6cm x 7.7cm	10
66801014	Oval 15.2cm x 13.1cm	10
66801041	Multisite 8cm x 8.4cm	10

Wound Management  
Smith & Nephew AS  
Nye Vaks vei 64  
1395 Hvalstad

www.smith-nephew.com

<sup>®</sup>Varemerket tilhører Smith & Nephew  
<sup>™</sup>All trademarks acknowledged  
© Smith & Nephew mars 2014  
14-03872-NO



## ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.<sup>®</sup>

### Referanser

1. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/RI. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010.
2. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wack er silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
3. Hurd T et al, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
4. S.M.TL Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1.
5. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011.
6. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/01.
7. Smith & Nephew Wound Management. Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier testing on samples of ALLEVYN Gentle and ALLEVYN Gentle border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. October 2010.

T +47 66 84 20 20  
F +47 66 84 20 90