

Produktdatablad TENA Comfort Mini

Bruksområde

TENA Comfort Mini er et kroppsformet bind med rundelastikk. Bindet er tilgjengelig i 3 absorpsjoner. Riktig størrelse og kvalitet på fikseringstrusene er viktig for at produktet skal sitte godt mot kroppen.



Produktegenskaper

TENA Comfort Mini er pustende og har en skålform som gir komfort og lekkasjesikkerhet.

TENA Comfort Mini

Absorpsjonsnivå/ størrelse	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall/pose stk	Antall/kart stk	Antall kart pall	ISO 11948-1 Absorpsjons- kapasitet	Essity Art.nr
Comfort Mini Plus	27,7	10,6	46	30	180	16	334	761425
Comfort Mini Extra	34,7	12,1	70	30	240	16	530	761531
Comfort Mini Super	43	19,8	78	30	180	16	860	761717



Produktdatablad TENA Comfort Mini

Varedeklarasjon

OVERFLATE

Materiale: Non-woven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

LEKKASJESPERRE

Materiale: Vatt av polypropylen og polyester

Funksjon: Slippe urinen raskt gjennom, så overflaten holdes tørr

ABSORPSJONSKJERNE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og lagre urin

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Holde på urin, utsette tilveksten av bakterier, hvilket minsker risikoen for at uønsket lukt oppstår

ELASTIKK

Materiale: Polyuretan

Funksjon: Komfort, lekkasjesikkerhet og skålform

SPERRESJIKT

Materiale: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funksjon: Hindre gjennomvæting

TENA Comfort Mini inneholder ikke: Naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

 22 70 62 00

tena.no

