

Urimed[®] Vision

En sikker og diskret løsning for et aktivt liv

Urimed Vision[®] uridom er en diskret og pålitelig løsning for menn med urin inkontinens.

Urimed Vision[®] gir deg trygghet og komfort hele dagen.



Dekket
på blå resept

Hva er et uridom og hvordan brukes det?

Reduserer risikoen for urinlekkasje

- Uridomet er et utvendig kateter som tres over penis og deretter kobles til en urinpose hvor oppsamling av urinen skjer
- God klebeflate sikrer at produktet holdes på plass
- Utformingen sikrer god urinstrøm og sikrer uhindret urinstrøm

Hudvennlig materiale

- Laget av silikon med lav risiko for allergisk reaksjon⁵
- - Gjennomsiktig material som gjør at man kan overvåke hudens tilstand

Enkel tilpassing

- Hver pakning inneholder måleskive for enkelt å kunne finne rett produktstørrelse
- De ulike lengder og diameter sikrer god passform

Pålitelig bruk gjennom hele døgnet

- Uridomet kan sitte på i opptil 24 timer
- Kan kobles til alle typer urinposer
- På dagen kan uridomet kobles til en diskret benpose som kan festes til legg eller lår
- Dersom du opplever hyppig vannlatning på natten, kan uridomet sammen med urinpose bidra til bedre søvnkvalitet



Produkt egenskaper

- Tilgjengelig i 5 forskjellige diameterer og 2 lengder for å sikre optimal tilpassing
- Pustende silikon materiale
- God komfort
- Uridomet har en god klebeflate som sikrer mot lekkasje


30 uridomer
i hver pakning






Hvordan bruke uridom

Å måle riktig lengde og diameter er viktig for å velge rett størrelse av uridomer

1. Mål riktig lengde og diameter med måleskiven



2. Velg riktig produkt utfra lengde og diameter

Produkt versjon	Størrelse	B. Braun VNR	Helfo VNR
Urimed® Vision Standard 	25 mm	2962530	951338
	29 mm	2962930	907498
	32 mm	2963230	855369
	36 mm	2963630	981858
	41 mm	2964130	977155
Urimed® Vision Ultra 	25 mm	2972530	923646
	29 mm	2972930	805354
	32 mm	2973230	844291
	36 mm	2973630	801435
	41 mm	2974130	938891
Urimed® Vision Specific 	25 mm	2982530	831781
	29 mm	2982930	825128
	32 mm	2983230	966120
	36 mm	2983630	982122
	41 mm	2984130	918752

3. Plasser uridomet på penis

4. Finn egnet urinpose og fiksering. Fest dette til uridomet

