



BD Eclipse™ Kanyle

Designet og produsert med tanke
på sykepleiere og pasienter.



Beskyttelse for helsepersonell

The BD Eclipse™ kanylen er enkel å bruke med minimal trening, og støtter strømlinjeformet og kostnadseffektiv bruk? for hver bruker, hver dag ¹.

The BD Eclipse™ familien av kanyler er en velprøvd teknologi ettersom den oppfyller testkrav for internasjonalt anerkjent ISO 23908:2013-standard for beskyttelse mot skarpe skader med injeksjonskanyler



På ett sykehus var sykepleiere i stand til å redusere selvrapporterte nålestikkskader betydelig (sammenlignet med ingen intervensjon eller produkttrening alene) ved å introdusere BD Eclipse™ kanylen med interaktiv workshop ²


(1) BD Eclipse Claim #1 - Safety, ease, efficiency - 2016

(2) Van der Molen HF, Zwinderman KA, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Better effect of the use of a needle safety device in combination with an interactive workshop to prevent needle stick injuries. Safety Science. 2011;49(8-9):1180-1186.6


BD Eclipse med Smartslip™

Riktig BD Eclipse™ kanyle for riktig spiss

Spesialdesignet SmartSlip™ teknologi, navet har en plastklips som bidrar til a sikre tilkobling till Luer-Slip sprøyter. Et hørbart klikk indikerer en trygt sammensatt kanyle



Skråstilt kanyle
muliggjør lav vinklede injeksjoner



Lett å identifisere
sikkerhetskjoldet som fult ut omslutter og sikrer kanylen når den aktiveres



BD Eclipse™ Sikkerhets kanyle

Referanse	Gauge / mm	Lengde (mm)	Lengde (inch)	Fargekode	Hylle Boks / Shipping Eske
305771	30G / 0,3 mm	13	½"	Gul	100 / 1,200
305770	27G / 0,4 mm	13	½"	Grå	100 / 1,200
305760	25G / 0,5 mm	16	⅝"	Orange	100 / 1,200
305891	25G / 0,5 mm	25	1"	Orange	100 / 1,200
305892	23G / 0,6 mm	25	1"	Blå	100 / 1,200
305894	21G / 0,8 mm	25	1"	Grønn	100 / 1,200
305895	21G / 0,8 mm	40	1 ½"	Grønn	100 / 1,200
302437	18G / 1,2 mm	40	1 ½"	Rosa	100 / 1,200

Tilleggsinformasjon

Materialel

Komponent	Materiale
Hub	Polypropylene og fargestoffer
Sikkerhetskjold	Polypropylene
Kanyle	Rustfritt stål (Krom 18–20%; Mangan 2%; Silicon 1%)
Lim	Epoksyharpiks
Smøremiddel	Medisinsk klassifisert silikon olje

Paknings materiell

Komponent	Materiale
Forpakning	Papir: papir for medisinsk bruk 60gr/m ² Film: Polyamide/Polyethylene
Enheter	Kartong
Kartong	Bølgekartong

Oppbevaringstid	Oppbevaring	Produksjons land
5 år	Ingen spesifikke lagrings- eller håndteringsforhold er nødvendig. Det anbefales oppbevares på et tørt og varmt sted, ikke utsatt for sterkt lys	Spania

Klassifisering

Klasse IIa medisinsk utstyr i henhold till vedlegg IX, III. Regel 6 i direktivet om medisinsk utstyr 93\42\EEC.

Sterilisering metode

Etylenoksid

CE 0050

Becton Dickinson Norway AS, Gjerdrumsvei 8, 0484 Oslo, Norge

