

ICEROSS SEAL-IN[®] X TF

Mueve tu ficha

Los liners Iceross Seal-In TF son una opción perfecta para los amputados transfemorales que buscan una solución de expulsión cómoda. Sin embargo, algunos usuarios tienen formas irregulares del muñón u otras anomalías que entran en conflicto con la ubicación de la membrana.

Presentamos el nuevo Seal-In X TF. Con una membrana móvil, que se puede colocar de forma óptima para maximizar la comodidad de cada individuo, el Seal-In X TF proporciona un ajuste personalizado para satisfacer las diversas necesidades de los amputados transfemorales.



ICEROSS SEAL-IN® X TF

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral
Nivel de impacto:	Todos
Información del liner	
Tamaños perfil estándar:	25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55
Tamaños perfil cónico:	23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Tamaños de membrana:	26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65, 70
Perfiles:	Cónico y estándar



SEAL-IN



CÓNICO



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



CUBIERTA DE TELA



SUPERFICIE INTERIOR CON TACTO DE SEDA

El Iceross Seal-In X TF se ofrece como una combinación de 2 elementos para cada ajuste:

ICEROSS SEAL-IN X TF LINER

N.º de ref.	Perfil
I-8532XX	Estándar
I-8632XX	Cónico
N.º de ref.	Descripción
I-SXF0XX	Anillo Iceross Seal-In X TF

Tamaño de anillo de membrana	Tamaño de liner: Estándar ■ Cónico ●												
	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55
26	●	●■											
28	●	●■	●■	●■									
30	●	●	●■	●■	●■								
32	●	●	●	●■	●■	●■							
35	●	●	●	●	●	●■	●■						
38	●	●	●	●	●	●	●■	●■	●■				
41	●	●	●	●	●	●	●	●■	●■	●■			
44			●	●	●	●	●	●	●■	●■			
47				●	●	●	●	●	●	●■	■		
51					●	●	●	●	●	●	■	■	
55						●	●	●	●	●		■	■
60							●	●	●	●			■
65								●	●	●			
70									●	●			

EXTREMO DISTAL MÁS FINO CON CIERRE DE CUBIERTA FLEXIBLE

Diseñado para adaptarse mejor a la forma del muñón, eliminar las bolsas de aire y aumentar la propiocepción.



MÁXIMO RENDIMIENTO

Tejido resistente para una mayor estabilización de los tejidos blandos y extremo distal rediseñado para un ajuste más íntimo y una mejor propiocepción



FLEXIBILIDAD MÁXIMA

Elige el tamaño de membrana que mejor se adapte a la fisiología individual y colócala en la posición adecuada para lograr la suspensión óptima



WWW.OSSUR.ES

Össur Iberia SLU
c/ Caléndula, 93 - Miniparc III
Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas - Madrid
España

TEL +800 3539 3668
FAX +800 3539 3299
orders.spain@ossur.com

