



















NOMBRE DEL PRODUCTO	FLEX-FOOT® BALANCE™	BALANCE™ FOOT S	BALANCE™ FOOT S TORSION
COMPATIBLE CON UNITY			
ALTURA DE MONTAJE	 <p>A 21-22 = 56mm 23-28 = 62mm B 10mm</p>	 <p>A 22-24 = 122mm 25-27 = 126mm 28-30 = 145mm B 10mm</p>	 <p>A 22-24 = 197mm 25-27 = 204mm 28-30 = 222mm B 10mm</p>
PESO DEL PIE	Tamaño 27: 594g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27, Cat. 5 622g con funda cosmética y calceta	Tamaño 27, Cat. 5 996g con funda cosmética y calceta
PESO MÁX. DEL USUARIO	136kg	147kg	147kg
ALTURA DEL TALÓN	10mm	10mm	10mm
TAMAÑOS DISPONIBLES	21-28	22-30	22-30

			
NOMBRE DEL PRODUCTO	BALANCE™ FOOT J	FLEX-FOOT ASSURE®	PROPRIO FOOT®
COMPATIBLE CON UNITY			
ALTURA DE MONTAJE	 <p>A 22-24 = 120mm 25-27 = 125mm 28-30 = 130mm B 10mm</p>	 <p>A Opción de pirámide Opción de tubo 19-24 = 130mm 19-24 = 124mm 25-27 = 125mm 25-27 = 119mm 28-30 = 130mm 28-30 = 124mm B 6mm C 10mm</p>	 <p>A 22-24 = 174mm 25-27 = 180mm 28-30 = 188mm B 10mm C 10mm</p> <p>Rango de movimiento: 33° Rango de altura del talón 0-50mm (0-2")</p>
PESO DEL PIE	Tamaño 27, Cat. 2: 502g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27: 544g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27, Cat. 5: 1050g con pirámide macho y funda cosmética
PESO MÁX. DEL USUARIO	136kg	136kg	125kg
ALTURA DEL TALÓN	10mm	10mm	Hasta 50mm
TAMAÑOS DISPONIBLES	22-30	19-30	22-30

			
NOMBRE DEL PRODUCTO	TALUX®	PRO-FLEX®	PRO-FLEX® XC
COMPATIBLE CON UNITY	No		
ALTURA DE MONTAJE	 <p>A 38mm Distancia mínima para la abrazadera del tubo B 23-30 = 176mm C 10mm</p>	 <p>A 21-24 = 149mm 25-27 = 155mm 28-30 = 160mm B 10mm</p>	 <p>A 22-24 = 143mm 25-27 = 155mm 28-30 = 172mm B 10mm</p>
PESO DEL PIE	Tamaño 27: 860g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27, Cat. 5: 920g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27: 670g con pirámide macho y funda cosmética
PESO MÁX. DEL USUARIO	147kg	125kg	166kg
ALTURA DEL TALÓN	10mm	10mm	10mm
TAMAÑOS DISPONIBLES	23-30	22-30	22-30

	
NOMBRE DEL PRODUCTO	PRO-FLEX® XC TORSION
COMPATIBLE CON UNITY	
ALTURA DE MONTAJE	 <p>A 22-24 = 216mm 25-27 = 222mm 28-30 = 240mm B 10mm</p>
PESO DEL PIE	Tamaño 27, Cat. 5: 1035g con pirámide macho y funda cosmética
PESO MÁX. DEL USUARIO	147kg
ALTURA DEL TALÓN	10mm
TAMAÑOS DISPONIBLES	22-30



PIES ÖSSUR

NOMBRE DEL PRODUCTO	PRO-FLEX® LP	PRO-FLEX® LP TORSION
COMPATIBLE CON UNITY		
ALTURA DE MONTAJE	<p>A 22-24 = 67mm 25-27 = 73mm 28-30 = 78mm</p> <p>B 10mm</p>	<p>A 22-24 = 141mm 25-27 = 147mm 28-30 = 152mm</p> <p>B 10mm</p>
PESO DEL PIE	Tamaño 27: 646g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27: 960g con pirámide macho y funda cosmética
PESO MÁX. DEL USUARIO	166kg	147kg
ALTURA DEL TALÓN	10mm	10mm
TAMAÑOS DISPONIBLES	22-30	22-30

NOMBRE DEL PRODUCTO	PRO-FLEX® LP ALIGN	VARI-FLEX®	LP VARI-FLEX®
COMPATIBLE CON UNITY	No		
ALTURA DE MONTAJE	<p>A 22-24 = 116mm 25-27 = 121mm 28 = 124mm</p> <p>B 10mm</p>	<p>Tube 30mm</p> <p>Pyramide mâle 6mm</p> <p>22-24 = 152mm 25-30 = 164mm</p> <p>10mm or 19mm</p>	<p>A 22-24 = 63mm 25-27 = 68mm 28-30 = 73mm</p> <p>B 10mm</p>
PESO DEL PIE	Tamaño 24: 703g con pirámide macho y funda cosmética Tamaño 27: 911g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27: 594g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27: 574g con pirámide macho y funda cosmética
PESO MÁX. DEL USUARIO	116kg	166kg	166kg
ALTURA DEL TALÓN	Hasta 7cm	10mm y 19mm	10mm
TAMAÑOS DISPONIBLES	22-28	22-30	22-30

NOMBRE DEL PRODUCTO	VARI-FLEX® MODULAR™	RE-FLEX ROTATE™	RE-FLEX SHOCK™
COMPATIBLE CON UNITY	No		
ALTURA DE MONTAJE	<p>A Min 22-24 = 182mm 25-27 = 182mm 28-30 = 182mm</p> <p>B Max 320mm 377mm 394mm</p> <p>C 10mm D 19mm</p>	<p>A Min 22-24 = 260mm 25-27 = 267mm 28-30 = 276mm</p> <p>B Max 309mm 319mm 325mm</p> <p>C 15mm</p> <p>Pirámide hembra</p>	<p>A Min 22-24 = 205mm 25-27 = 210mm 28-30 = 221mm</p> <p>B Max 235mm 238mm 249mm</p> <p>C 10mm</p> <p>Pirámide hembra</p>
PESO DEL PIE	Tamaño 27: 779g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27: 1105g con pirámide macho y funda cosmética	Tamaño 27: 1076g con pirámide macho y funda cosmética
PESO MÁX. DEL USUARIO	166kg*	147kg	166kg
ALTURA DEL TALÓN	10mm 19mm disponible como pedido especial	10mm 19mm disponible como pedido especial	10mm 19mm disponible como pedido especial
TAMAÑOS DISPONIBLES	22-30	22-30	22-30

NOMBRE DEL PRODUCTO	CHEETAH® XPLORE	FLEX-SYMES™	CHOPART
COMPATIBLE CON UNITY	No	No	No
ALTURA DE MONTAJE	<p>Min. 521mm Max. 348mm</p> <p>Min. 5mm</p> <p>10mm</p> <p>Min. 32mm</p>	<p>A 22-30 = 60mm</p> <p>B 10mm</p>	<p>6mm</p> <p>10mm</p>
PESO DEL PIE	Cat. 5: 646g	Tamaño 27: 528g w/ Foot Cover	Tamaño 27: 94g
PESO MÁX. DEL USUARIO	147kg	166kg	147kg
ALTURA DEL TALÓN	10mm	10mm	10mm
TAMAÑOS DISPONIBLES	Un tamaño Por categoría	22-30	22-30