



UNLOADER ONE®

Verkjameðferð án lyfja




Hvað gerir Unloader One® spelkan?

Í spelkenni eru tveir átaksborðar sem við ástig mynda spennu á hnjálið og léttu þannig álagið af slitnum liðfleti. Við átakið réttist hnéð af og veitir þannig stuðning og öryggi. Átaksborðarnir aðlagast hreyfingum þannig að átak þeirra minnkar þegar hnéð er beygt. Hægt er að stilla átaksborðana eftir þörfum og jafnvel hægt að gera það í gegnum klæðnað. Á kálfa er stamur silíkonpúði sem heldur spelkenni stöðugri. Með reglulegri notkun eykst færni og virkni.

SPELKAN ER HÖNNUÐ TIL AÐ

- Minnka álag á slitna liðfletinum
- Brjóta upp „vítahringinn“
- Minnka verki og bólgur
- Minnka notkun verkjalyfja
- Auka færni og virkni
- Veita stuðning og öryggistilfinningu






STEADMAN PHILIPPON NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNA

Eftir 6 mánaða notkun komu eftirfarandi niðurstöður í ljós um minnkun á inntöku lyfja:



MINNI VERKIR



BÓLGUEYÐANDI LYF



LYFSEDILSSKYLD
BÓLGUEYÐANDI LYF



1



2



3

1 Minni verkir *Aukin lffsgæði*

2 Aukinn hreyfanleiki *Getur frestað aðgerðum*

3 Minnkar inntöku lyfja *Minni aukaverkanir*

* Briggs, K.K., Matheny, L.M., Steadman, J.R., 2012. Improvement in quality of life with use of an unloader knee brace in active patients with OA: A prospective cohort study. *J Knee Surg* 25, 417-422.

Eiginleikar Unloader One

Spelkan er til í stöðluðum stærðum sem henta flestum


- Hentar bæði fyrir innan- og utanvert slit
- Spelkan er opin og svitamyndun síðri
- Stillanleg eftir þörfum
- Fyrirferðalítill og létt



Auðveld í ásetningu



Þægileg í notkun



Aðlagast vel að hnénu



Mjúk og stöm
bólstrun



Einfaldar, litaðar
festingar



WWW.OSSUR.IS

Össur Stoðtækjapjónusta
Grjótháls 1-3
110 Reykjavík
Sími 515 1300

 **ÖSSUR**[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS