

Kertakäyttöinen kasvosuoja Ansiktsskydd till engångsbruk Ansiktsmaske til engangs bruk

With earloop, 175mm x 95mm (adult size)



PROTECTIVE

BREATHABLE

COMFORTABLE

Non-woven
3-layer protection

VAROITUS!

- Kasvosuojat ovat kertakäyttöisiä
- Kasvosuojat eivät ole steriilejä

- Tuoteluokan 1 laite, vain vähäistä vaaraa vastaan
- Käytettävä ennen viimeistä käyttöpäivää
- Ei saa käyttää jos on hengitysvaikeuksia tai hengenahdistusta

- Älä käytä tiloissa, joissa on vähän hapetta tai räjähtäviä kaasuja
- Älä käytä kasvosuojaa, jos siinä on reikiä tai se on kulunut

- Hävitä käytetyt kasvosuojat paikallisten ohjeiden mukaisesti

- Kasvosuojaa ei ole tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön leikkaussalissa tai muissa lääketieteellisissä laitoksissa, joilla on vastaavat vaatimukset



VARNING!

- Ansiktsskydd är för engångsbruk
- Ansiktsskydd är icke steril
- Produktklass 1, endast för smärre risker

- Använd inom giltighetsperioden
- Använd inte om du har svårigheter att andas eller andnöd
- Det rekommenderas inte att använda denna produkt i anoxisk eller explosiv gasmiljö

- Använd inte masken om den har hål eller är sliten
- Förstör använda ansiktsskydd i enlighet med lokala föreskrifter
- Ansiktsskydd är inte avsedda att användas av sjukvårdspersonal i operationssalar eller andra medicinska anläggningar med liknande krav

ADVARSEL!

- Ansiktsmasken er for engangs bruk
- Ansiktsmasken er ikke steril
- Produktgruppe 1, kun egnet for lav risiko

- Brukes for utløpsdato
- Skal ikke brukes ved åndenød eller av personer med pustevansker
- Skal ikke brukes i rom med lite oksygen eller eksplosive gasser

- Ikke bruk masken dersom den har hull, eller er slitt
- Kast brukte ansiktsmasker i henhold til lokale retningslinjer
- Ansiktsmaskene skal ikke brukes av medisinsk personell i operasjons saler eller andre medisinske institusjoner

Kertakäyttöinen kasvosuoja Ansiktsskydd till engångsbruk Ansiktsmaske til engangs bruk

With earloop, 175 mm x 95 mm (adult size)



Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd.
Building 2, Ditian Function Xiaoshun Town, Jindong Zone, 321000,
Jinhua City, Zhejiang, People's Republic of China



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-strasse 8, 80807 Munich, Germany

- Ei sisällä lasikuitua
- Helppo hengittää läpi
- Muokattavissa nenän ympärille
- Hyvä suodatinkyky
- Hyvä istuvuus

- Utan glasfiber
- Lätt att andas igenom
- Justerbar runt näsan
- Bra filtreringsförmåga
- Bra passform

- Uten glassfiber
- Lett å puste gjennom
- Kan tilpasses rundt nesen
- God filterkapasitet
- God passform

www.heppo.cn




1.



KÄYTTÖOHJE

1. Avaa pakkaus ja avaa maski.
2. Aseta nenänauha ylös suun ja nenän yli.
3. Aseta nenä kasvosuojan yläosaan ja vedäkasvosuojan alaosa leuan alle. Vedä kuminauhat korvien taakse.
4. Purista nenänauhaa varovasti niin, että maski mukailee kasvoja.



2.



BRUKSANVISNING

1. Öppna paketet och öppna masken.
2. Lägg näsremsan upp över munnen och näsan.
3. Placera näsan ovanpå ansiktsskölden och dra i ansiktssköldens botten under hakan. Dra elastiska banden bakom öronen.
4. Pressa försiktigt näsbandet så att masken följer ansiktet.



3.



BRUKSANVISNING

1. Fjern innpakningen og åpne opp masken.
2. Plasser delen med nesebøylen over nesen og trekk masken ned over nese og munn.
3. Tilpass maskens øvre del til nesen og dra maskens nedre del under haken. Fest strikkene bak ørene.
4. Klem forsiktig på nesebøylen slik at masken sitter tett inntil ansiktet.



LOT 200621
06/2021
05/2024

Suzhou Hengxiang I/E co., Ltd.
10F, HENGRUN PLAZA, 888 CHENGHU ROAD, SUZHOU, CHINA

Tokmanni Oy
Isolamintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad i Kina.