



cool-
medical care

-30°C

COLD SPRAY

**KYLMÄSPRAY
KYLSPRAY**



Erittäin helposti syttyvää
Extremt brandfarligt
Extremely flammable



**DANGER
VAARA
FARA**

CE
0537

EAN Code:
6430019 200 032

GB Instructions: Cool-X cold spray soothes fast and effectively pain caused by injury or aching muscles. Spray about 15 cm away from the aching area for 3-5 seconds. Repeat the treatment if necessary. Use cold spray for first aid only and for slight scalds, as the cooling effect is temporary. For longer lasting treatment it is recommended to use Cool-X ice bag or cold gel. **Warning:** Can cause frostbites if used closer than recommended distance from the skin. For external use only.

S BRUKSANVISNING: Cool-X kylspray lindrar smärta effektivt och snabbt vid olika typer av muskelträckningar. Spraya det skadade området i 3-5 sekunder från ett avstånd på ca 15 cm. Upprepa behandlingen vid behov. Kylspray är korttidsverkande och ämnat endast som första hjälp och för lindriga brännskador. Fortsätt kylbehandlingen av den skadade muskeln med Cool-X kylande gel eller kylpåse. **Varning:** Felaktig behandling kan ge frostsckador. Iaktta säkerhetsavståndet som nämns i bruksanvisningen. Endast för utvärtes bruk.

FIN KÄYTTÖOHJE: Cool-X Kylmäspray, venähädysten ja revähädysten ensihoitoon. Lievittää nopeasti ja tehokkaasti kipua. Suihkuta noin 15 cm etäisyydeltä hoidettavalle alueelle 3-5 sekuntia. Toista hoito tarvittaessa. Kylmäpray on lyhytvaikutteinen, siksi se on tarkoitettu ainoastaan ensiapuun sekä lieviin palovammoihin. Vaurioituneen lihaksen jatkohoitoon on syytä käyttää Cool-X jääpussia tai kylmägeeliä. **Varoitus:** Väärin käytettyinä saattaa aiheuttaa palettumaa. Suihkutus etäisyydessä on noudatettava käyttöohjetta. Käytetään vain ulkoisesti.

NL Cool-X Cold Spray verzacht snel en effectief pijn veroorzaakt door letsel of pijnlijke spieren. Gebruiksstructuur: Spuit op ongeveer 15 cm afstand van het pijnlijke gebied voor 3-5 seconden. Herhaal de behandeling indien nodig. Gebruik de Cool-X Cold Spray alleen voor eerste hulp en voor lichte brandwonden. Het koelend effect is tijdelijk. Voor een langdurige behandeling wordt aangeraden om Cool-X icebag te gebruiken samen met de koude therapie van de Cool-X Cold Gel. **Waarschuwing:** kan bevriezing van huidweefsel veroorzaken als het dichterbij dan de aanbevolen afstand van minimaal 15 cm word gebruikt. Alleen voor uitwendig gebruik.

Painesäiliö: Voi revetä kuumentettaessa, Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille, Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotulien tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämpöä, kuumia pintoja, kipinoita, avotulelta ja muilta sytytyslaitteilta. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Pressurised container: May burst if heated. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on an open flame or other ignition source. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep out of reach of children.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Far inte utsattas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Far inte punkteras eller bränna brannas, galler även tomd behållare. Spreja inte over öppen låga eller andra antändningskällor. Far inte utsattas för varme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra. Rökning förbjuden. Förvaras otkomligt för barn.

Ingredients: Ethanole, menthol, probane-butane



Frescon Oy
Kaipionmäentie 7
37570 Lempäälä, Finland

e 3

DD12062017

Brutto 220 ml, Netto 175 ml