



Rotthäuser Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-128335k-06-SI
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 28.11.2006

PRÜFZEUGNIS

PCI Silcoferm S für die Verwendung in Reinnräumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von PCI Silcoferm S für den Einsatz in Reinnräumen gemäß Prüfbericht vom 06.06.2005, Dir.Tgb.-Nr. W-128335-05-SI bestätigt.

Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung von PCI Silcoferm S abgeschlossen ist
- dass PCI Silcoferm S nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B. Kondenswasserbildung)
- dass PCI Silcoferm S gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass PCI Silcoferm S bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt PCI Silcoferm S für den Einsatz in Reinnräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Gelsenkirchen, den 28.11.2006

Der Direktor des Instituts

i. A.

Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki
(Leiter Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie)



Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen.
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.



DAP-PL-2548.00