

Bonimal VET LaktoFit

Zur optimalen Vorsorge bei Milchkühen

- Verringerung des Risikos von Milchfieber (häufige Problematik nach der Kalbung, insbesondere subklinische Fälle)
- Durchschnittlich sind 4 von 10 Kühen subklinisch betroffen, 1 von 10 Kühen klinisch
- Hohes Risiko für Folgeerkrankungen mit hohen Kosten (schlechte Fruchtbarkeit, höhere Abgangsraten, verringerte Milchleistung etc.)
- Einfache Prophylaxe durch Bolus oder Liquid

Vorteile

Schleimhautverträglich
und gut verfügbar

Einfache Anwendung

Optimale
Calcium- und Phosphor-
versorgung

Verringertes
Milchfieber-Risiko



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner der BayWa.



bonimal.de

Hier finden
Sie weitere
Informationen.

Eine Marke der

BayWa

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München
kontakt@bonimal.de

Stand: Juli 2026

VET LaktoFit



Ergänzungsfuttermittel für
Milchkühe zur Verringerung
des Risikos von Milchfieber



Bonimal
Nutztierhaltung mit Methode

Bonimal VET LaktoFit C


- Calcium Bolus mit schnell und langsam verfügbarem Calcium aus drei verschiedenen Quellen, ohne ätzendes Calciumchlorid
- 45 g Calcium pro Bolus
- Zusätzlich mit Vitamin D3 und Magnesium
- Verbesserung bereits innerhalb weniger Stunden nach Verabreichung

Sofort lösliche Phase
Calciumformat und Calciumacetat



Langsam lösliche Phase
Caciumsulfat

Blutcalciumwerte (mg/dl)



■ Grenzwert ■ Bonimal VET LaktoFit C (n=7) ■ Vergleichsprodukt (n=8)

Marktübersicht

	Bonimal VET LaktoFit C	A	B	C	D	E
Calcium	26,6 g	23 %	22 %	27 %	18 %	30,5 %
Gewicht Bolus	175 g	85 g	190 g	85 g	105 g	105 g
Calciumanteil/ Bolus*	45 g	19,55 g	42 g	24,3 g	18,9 g	32 g
Boli pro Gabe	1	2	1	2	2	1
Calciumchlorid**	-	-	ja	-	-	-

* Hinweis: Absolute Calciumgehalte und Anzahl Bolus pro Gabe vergleichen
 ** Calciumquellen vergleichen. Calciumchlorid ist ätzend – Achtung bei leerem Pansen




Bonimal VET LaktoFit P

- Bolus zur Vermeidung von Phosphordefiziten
- Schnell verfügbarer Phosphor mit zusätzlichem Calcium
- 37 g Phosphor und 15 g Calcium pro Bolus



Blutphosphorwerte (mg/dl)



■ Bonimal VET LaktoFit P (n=10) ■ Kontrolle (n=10)

Dosierungsempfehlung

Bonimal VET LaktoFit C und LaktoFit P

Bonimal
VET LaktoFit C



Bonimal
VET LaktoFit P



Anwendung

- Nur mit geeignetem Bolus-Eingeber
- Mit der flachen Seite voran in den Eingeber einsetzen
- Der fixierten Kuh ins Maul greifen, Eingeber über den Zungengrund einführen und abdrücken, wenn Kuh zu schlucken beginnt