

Technische Produktinformation

calgonit TS

Saures Reinigungs- und Entsteinungsmittel



Produktvorteile

- **DLG Gütezeichen**
- **schaumarm**
- **entfernt Milchstein und Kalk**
- **wirtschaftlich in der Anwendung**

Anwendungsgebiete

calgonit TS ist ein flüssiges, schaumarmes Produktkonzentrat zur sauren Reinigung von Melkanlagen, Milchgeschirr, Milchkühltanks und Sammelbehältern. calgonit TS entfernt Milchstein sowie Härtesalze. Die Anwendung im täglichen Wechsel mit alkalischen Produkten sorgt für belagsfreie, hygienisch einwandfreie Anlagen. calgonit TS ist DLG geprüft und gelistet.

Anwendung

Konzentration: 0,5 - 0,7% (5-7 g/l)
Temperatur: über 40°C
Einwirkzeit: 10 bis 20 Minuten.

Nach der Anwendung zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachspülen.

Technische Daten

Aussehen	farblose Flüssigkeit
Geruch	schwach nach Tensid
m-Wert (1%)	-4,7
Lagerung	0°C - 45°C

Hinweise zum Umgang

Gebinde nach Entnahme gut verschließen.
Nicht mit anderen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln mischen.

Inhaltsstoffe Mineralsäuren, Tenside, Entschäumer

Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

Hygienemanagement und Beratung

Calvatis GmbH Dr.Albert-Reimann-Str. 16a 68526 Ladenburg Tel. +49 6203 105-0, Fax +49 6203 105-111

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.