

# ES Asteroid

ca. S 250 K 250

MAIS 



Positionierung	Klassischer Körnermais mit Tropical Dent-Genetik
Zulassung	Deutschland, 2015
Hybridform	Einfachhybride
Korntyp	Zw
Status	LSV Körnermais mittelfrüh in Bayern

- | Klassischer Körnermais mit Tropical Dent Genetik, exklusiv von EURALIS
- | Starker Drydown sorgt für geringe Wassergehalte im Kolben zur Ernte
- | Gesund, ertragsstarke und stressresistente Sorte
- | Sehr hohes Kompensationsvermögen ermöglicht den Anbau auf trockenen Standorten
- | Großrahmiger und kolbenbetonter Mais- eignet sich auch als Silomaisnutzung

## OFFIZIELLE ANBAUEMPFEHLUNG:

Bayern: Körnermais mittelfrüh (LfL Freising)



### KÖRNERNUTZUNG

Kornertrag	8
TKG	5
Neigung zu Lager	3
Anfälligkeit Stängelfäule	2

### SILONUTZUNG

GTM	8
Verdaulichkeit	4
Stärkegehalt	5
Neigung zu Lager	2
Biogasausbeute	5
Biogasertrag	5

### WACHSTUM

Pflanzenlänge	8
Kälteempfindlichkeit	5
Neigung zu Bestockung	2

### ANBAUEMPFEHLUNGEN

Aussaatempfehlung	7-9 Körner/m <sup>2</sup>
Standortwahl	Alle Standorte
Sulfonylharnstoffverträglichkeit	Keine Einschränkung

Angaben in Anlehnung an BSA-Skala