

Technische Produktinformation

calgonit S

Saures Reinigungs- und Milchsteinlösemittel



Produktvorteile

- DLG Gütezeichen
- materialschonend
- entfernt Milchstein und Kalk

Anwendungsgebiete

calgonit S ist ein schaumarmes Pulverprodukt zur sauren Kontrastreinigung von Melkanlagen, Milchgeschirr, Milchkühltanks und Sammelbehältern.

calgonit S entfernt Milchstein sowie Kalkablagerungen und schafft belagsfreie, hygienisch einwandfreie Oberflächen.

calgonit S ist DLG geprüft.

Anwendung

Konzentration: 0,5 - 0,7% (5-7 g/l)

Temperatur: 40 - 60°C

Einwirkzeit: max. 20 Minuten.

Bei starkem Milchstein 1%ig anwenden.

Nach der Anwendung gründlich mit Trinkwasser nachspülen.

Technische Daten

Aussehen	weiß-gelbliches Pulver
Geruch	schwach nach Tensid
m-Wert (1%)	-6,9
pH-Wert (1%)	1,6

Hinweise zum Umgang

Behälter nach Entnahme gut verschließen und vor Feuchtigkeit schützen.

Nicht mit anderen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln mischen.

Inhaltsstoffe Amidosulfonsäure, Phosphate, Sulfate, Tenside, Entschäumer

Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

Hygienemanagement und Beratung

Calvatis GmbH Dr. Albert-Reimann-Str. 16a 68526 Ladenburg Tel. +49 6203 105-0, Fax +49 6203 105-111

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.