

Bonimal CARE TopClean SP

Saures Reinigungs- und Desinfektionsmittel, QAV- und Chlorfrei und DLG prämiert



CARE

Produkteigenschaften

Bonimal CARE TopClean SP ist ein saures Reinigungsmittel für alle milchführenden Anlagenteile. Es löst materialschonend und schaumarm insbesondere Kalk und Milchstein. Bonimal CARE TopClean SP ist temperaturstabil, kann lange gelagert werden und eignet sich für alle Wasserhärten.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindeeinheit	Verpackung
1591792	4324885004943	25 kg	Sack

Anwendungsempfehlung

Bonimal CARE TopClean SP sollte zur täglichen, sauren Reinigung nach dem Melken im Wechsel mit Bonimal CARE TopClean AP angewendet werden.

- Reinigen und desinfizieren mit 0,5% iger Lösung (50 ml auf 10 l Wasser) bei 40 - 60° C, ca. 15 Minuten
- Manuelle oder automatische Anwendung
- Anschließend gut mit Trinkwasser nachspülen!
- Nicht mit anderen Produkten mischen!

Inhaltsstoffe

Phosphate 15 - 30 %

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kontakt BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München
E-Mail: kontakt@bonimal.de | Internet: www.bonimal.de | Stand 09.2024
Änderungen vorbehalten. Zusammensetzung siehe aktuelle Deklaration.

Bonimal