

MP 59 - Urządzenie do usuwania zrogowaciałego naskórka



Wet & Dry – można go używać również pod prysznicem lub w wannie



2 asymetryczne rolki (grubo- i drobnoziarniste) do stosowania na dużej powierzchni lub punktowego



Bezprzewodowy – doskonały w podróży

Bezprzewodowy – doskonały w podróży

Pewny chwyt dzięki antypoślizgowemu uchwytowi

Do pielęgnacji dłoni i stóp

Do usuwania zrogowaciałego naskórka, odcisków i szorstkiej skóry

Asymetryczna rolka do stosowania na dużej powierzchni lub stosowania punktowego

Końcówki odpowiednie również dla diabetyków

Włącznik/wyłącznik z zabezpieczeniem przed włączeniem

Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu się podczas zabiegu

Praktyczny wskaźnik ładowania

Niewielka ładowarka z funkcją ładowania stykowego

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 180 minut użytkowania

Numer artykułu: 57116

EAN: 4 211 125 571 160

Jednostka opakowaniowa – karton główny: 6 szt

Jednostka opakowaniowa – karton transportowy: 12 szt

Gwarancja: 3 lata

Wymiary produktu: 17.40 cm x 8.20 cm x 4.50 cm

Masa (bez opakowania): 0,24 kg