

# ***RUSTE PAKKASNESTE E***

## ***KORROOSIOINHIBIITIN SISÄLTÄVÄ PAKKASNESTE***

### ***TUOTEKUVAUS RUSTE PAKKASNESTE E***

- \*monoetyleeniglykolipohjainen pakkasneste.*
- \*antaa hyvän pakkaskestävyyden ao. taulukon mukaan.*
- \*on kemiallisesti kestävä, ei hajoa verkostossa.*
- \*myrkyttömällä inhibiitillä, Ruste P 20 inhiboitu.*
- \*ei sisällä nitriittejä.*
- \*Ruste P 20 –inhibiitti suojaa teräksen ja värilliset metallit korroosiota ja kerrostumien muodostumista vastaa.*

### ***SISÄLTÄÄ***

*Monoetyleeniglykolia (MEG) 94 %  
Ruste P 20 -inhibiittiä 6 %*

### ***KÄYTTÖ***

*Annostelu pakkaskestävyyden mukaan seuraavasti:*

<i>RUSTE PAKKASNESTE E %</i>	<i>Vesi %</i>	<i>Pakkaskesto °C</i>
<i>60</i>	<i>40</i>	<i>-49</i>
<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-34</i>
<i>40</i>	<i>60</i>	<i>-23</i>
<i>30</i>	<i>70</i>	<i>-15</i>

*Inhibiittilisäystä suositellaan, jos käytetään alle 35 %  
Ruste Pakkasneste E seosta.*

### ***PAKKAUSKOKO***

*30 litraa, 210 litraa, 1000 litraa*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä  
Puh. 010 424 1500  
Faksi 010 424 1501  
[www.korves.fi](http://www.korves.fi)  
[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)