

# EXPERZYME R

Red-FCE

## DESCRIÇÃO

**ExperZyme R** é uma preparação enzimática, microgranular, altamente concentrada para a extração de taninos e antocianinas de uvas tintas. **ExperZyme R** é um sistema enzimático com atividade secundária celulásica/hemicelulásica derivado de uma estirpe selecionada de *Aspergillus niger* que não foi submetida a modificações genéticas.

## UTILIZAÇÃO

**ExperZyme R** foi desenvolvido para otimizar a maceração das uvas tintas, a maceração pré-fermentativa a frio e a maceração carbónica. **ExperZyme R** assegura a libertação rápida e selectiva de antocianinas e taninos, permitindo um maior desenvolvimento da expressão aromática e elegância na boca.

### ExperZyme R:

- Optimiza a extração ideal de polifenóis
- Melhora a expressão do aroma
- Melhora o desenvolvimento do sabor e a palatabilidade
- Aumenta o rendimento do mosto
- Reduz o tempo de maceração

## MODO DE UTILIZAÇÃO

**ExperZyme R** deve primeiro ser suspenso em 10 vezes o seu peso em água. Utilizar imediatamente após o esmagamento, o mais cedo possível após a fase de maceração.

**ExperZyme R** é ativo de 10°C a 50°C e a sua atividade aumenta com a temperatura.

**ExperZyme R** é removido pela bentonite.

## DOSAGEM DE UTILIZAÇÃO

A dose recomendada é de cerca de 1,5-3 g/100 kg de uvas, dependendo da qualidade, maturação, temperatura e tempo de contacto.

## EMBALAGEM

250 g e 1 Kg

## CONSERVAÇÃO

**Embalagem fechada:** conservar em local fresco (temperatura inferior a 20°C), seco, ventilado e isento de odores. O produto mantém as suas características intactas durante, pelo menos, 24 meses a partir da data de fabrico.

**Embalagem aberta:** fechar cuidadosamente e conservar em local fresco (temperatura inferior a 15°C), seco e ventilado. Utilizar o produto o mais rapidamente possível.

## PERIGOSIDADE

Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado de acordo com as práticas de higiene industrial corretas e em conformidade com a legislação em vigor. Produto para uso alimentar e enológico, apenas para uso profissional.