

EXPERZYME L-GR

Enzyme liquide pour la flottation et la clarification

DESCRIPTION

ExperZyme L-GR est une préparation enzymatique liquide à large spectre d'activité.

ExperZyme L-GR est dérivé d'une souche sélectionnée d'*Aspergillus niger* qui n'a pas subi de modification génétique.

ExperZyme L-GR est un pool enzymatique avec des activités secondaires prononcées (cellulases et hémicellulases) qui garantissent l'extraction rapide des anthocyanes et des tanins nobles, même à basse température (12-14°C).

EMPLOI

ExperZyme L-GR a été développé pour la macération des raisins rouges et l'extraction des anthocyanes et des tanins.

ExperZyme L-GR est particulièrement adapté à l'optimisation de la vinification et à la manipulation de grands volumes.

MODE D'EMPLOI

ExperZyme L-GR est une enzyme prête à l'emploi.

ExperZyme L-GR est active à partir de 10°C et l'activité augmente avec la température.

ExperZyme L-GR est active entre pH 2,5 et 5.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les enzymes peuvent provoquer une irritation de la peau ou des yeux. L'inhalation peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles. Les procédures de manipulation standard doivent être suivies pour éviter le contact direct avec le produit ou l'inhalation.

DOSES D'UTILISATION

Nous recommandons d'ajouter 2-4 ml/100 kg de raisins en fonction de la qualité, de la maturité, de la température et du temps de contact.

EMBALLAGE

1 kg et 25 Kg

CONSERVATION

Emballage fermé : à conserver dans un endroit frais (température inférieure à 20°C), sec, ventilé et sans odeur. Le produit conserve ses caractéristiques pendant au moins 24 mois à compter de la date de production.

Emballage ouvert : fermer hermétiquement et conserver dans un endroit frais (température inférieure à 15°C), sec et ventilé. Utiliser le produit dès que possible.

DANGER

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et à la législation en vigueur. Produit à usage alimentaire et œnologique, réservé à un usage professionnel.