

Les tapis PURUS, fabriqués selon ISO 2001:2008, évitent les infections par contamination externe.

La solution anti-microbienne

Les tapis PURUS sont multicouches, revêtus d'une couche adhésive et anti-microbienne, retenant avec efficacité la contamination avec bactéries et microbes provenant du passage avec chaussures et roulettes de chariots.



Facilité d'emploi


L'utilisation du tapis pelable Purus est facile :

- chaque tapis est une superposition de plusieurs feuilles adhésives et anti-microbienne numérotée
- le tapis est placé directement sur le sol, à l'entrée de la zone contrôlée, tel que bloc opératoire, soins intensifs, pharmacie d'hôpital
- dès que la feuille est salie on la retire

Efficacité de 98.9%

Les tapis pelables PURUS peuvent retenir jusqu'à 99.8 % de microbes issus du sol et évitent ainsi les contaminations croisées dans les zones pour les patients ou le service.

Sans tapis pelable adhésif le risque de contamination dans la zone contrôlée est fortement accrue.



" Pour moi, le point fort des tapis adhésif Purus est le fort pouvoir de rétention de la contamination par les roulettes de chariots, qui est tout autant voire plus présente et dangereuses que celle par des semelles de chaussures (réduite par les sur-chaussures)"

Adam Wood, Jackson-Allison Medical & Surgical Ltd.

Economique

Ce type de tapis à usage unique est la solution la plus économique pour réduire la propagation de la contamination. Le coût et le temps passé pour traiter un tapis lavable sont beaucoup plus importants par rapport au renouvellement d'une couche de tapis pelable.



Les tapis pelables adhésifs se présentent en multicouches, revêtues d'un adhésif puissant qui offre une protection et une réduction des contaminations par bactéries et microbes, provenant du passage de chaussures et des roulettes. Ils réduisent ainsi le risque d'infection à l'entrée des zones critiques et stériles

Propriétés:

- onglets numérotés pour chaque couche de tapis en vue de connaître exactement le nombre de feuilles restantes
- tapis de 30 feuilles, conditionné par 8 au carton
- l'enduction de l'adhésif garantit la meilleure des performances pour chacune des feuilles

Caractéristiques

	puissance adhésive normale	puissance adhésive renforcée
film	polyéthylène faible densité	polyéthylène faible densité
adhésif	acrylic	acrylic
épaisseur adhésif	0.3 mil. / 8µm	0.3 mil. / 8µm
adhésion au pelage "top"	6.5 oz. / 190g / 25mm ± 40	9.25 oz. / 250g / 25mm ± 40
résistance chaleur	158° F / 70° C - 48 Hours	158° F / 70° C - 48 Hours