

AVANTAGES

Kit de mesure du titre hydrotimétrique (TH) par titrimétrie à la goutte avec 3 réactifs pour tous types d'eaux :

- Réactif TH K (10ml)
- Réactif TH N°1 (20ml)
- Réactif TH N°2 (20ml)



Réf. 395370
Conditionnement à l'unité

MODE D'EMPLOI

Verser l'eau à analyser dans le tube à essai jusqu'au repère 10 ml. Ajouter 2 gouttes de réactif K et agiter. Ajouter 5 gouttes de réactif N° 1 et agiter.

Si la couleur est bleue, l'eau est douce (TH = 0)
Si la couleur est rouge, l'eau est dure. Dans ce cas, compter le nombre de gouttes de réactif N° 2 qu'il faut ajouter en agitant le tube à essai pour que la couleur vire au bleu.
La dureté de l'eau est égale au nombre de gouttes coulées.
1 goutte = 2°F

TH (°f)	0 - 7	7 - 15	15 - 25	25 - 42	>42
Eau	Très douce	Douce	Moyennement douce	Dure	Très dure