

FICHE TECHNIQUE

OP-air®



Masque médical à élastiques

Type II

Dispositif médical de Classe I

EN14683:2019+AC:2019

Distribué par
 PAREDES

928971 (M14311-30)

PC1: 120x80x150 cm – 36 colis

PC2: 120x80x194 cm – 48 colis




CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Protège l'environnement contre les gouttelettes émises par le porteur
- Efficace contre les bactéries, les particules et les virus (BFE, PFE, & VFE)
- Les masques Kolmi sont dotés du pliage exclusif Origami et de la soudure Smile pour un meilleur confort et un ajustement parfait au visage du porteur.
- Pour un maximum de confort, la couche intérieure est conçue avec la technologie Softex. Elle limite les irritations au visage et ne s'use pas lors d'un usage prolongé même au contact de la barbe.
- Hypoallergénique

USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisation par le personnel médical
- Les masques médicaux peuvent également être destinés à être portés par les patients et d'autres personnes pour réduire le risque de propagation des infections, notamment dans les situations d'épidémie ou de pandémie.
- Préconisé pour les peaux sensibles et les porteurs de barbe



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Kolmi® OP-air®
Type de produit : A usage unique, non stérile
Attaches : Élastiques
Barette nasale : Polypropylène et métal
Poids unitaire : 2,8 g (+/-10%)
Quantité par boîte : 60
Pays de fabrication : FRANCE

Article	Couleur
M14301-30	Blanc
M14311-30	Bleu
M14321-30	Vert

PERFORMANCES PRODUIT EN 14683:2019+AC:2019

TEST	NORME	NIVEAU EXIGÉ	LABORATOIRE	N° RAPPORT & DATE	RÉSULTATS Moyens
Efficacité de Filtration Bactérienne : EFB	EN 14683:2019	≥ 98%	Nelson	1250735-S01 07/01/2020	98,8%
					23,4 Pa/cm²
DELTA P	EN 14683:2019	< 40 Pa/cm²	Nelson		
Efficacité de Filtration des Particules 0,1 µm : EFP	Non exigé par la norme	Non exigé	Nelson	1393997-S01 11/03/2021	99,3%
Efficacité de Filtration des Virus : EFV	Non exigé par la norme	Non exigé	Nelson	1362438-S01 18/12/2020	99,3%

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes EN 14683: 2019+AC:2019 et ISO 11737: 2018.
 Contrôles microbiologiques supplémentaires: ASR, E. coli, staphylocoques, disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS & NORMES

Satisfait aux exigences du règlement (UE) 2017/745 concernant les dispositifs médicaux.
 Conforme aux normes applicables EN 14683: 2019 + AC: 2019.
 Site de fabrication: certification ISO 9001 et ISO 13485.

PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
 Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
 Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.
 Durée de vie du produit : 5 ans.

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON				SPECIFICATIONS BOITE			
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	BARCODE	TAILLE (mm)	QTE / carton	BARCODE
M14301-30	400 x 400 x 220	3,9	48 cartons	3 662 036 012 173	211 x 97 x 97	16 boîtes de 60 masques	3 662 036 012 180
M14311-30				3 662 036 012 197			3 662 036 012 203
M14321-30				3 662 036 012 210			3 662 036 012 227