

DV-ULTRA

Liquide de trempage concentré désinfectant pour la vaisselle

061253

AVANTAGES

- **EFFICACITÉ D'ACTION** : DV-ULTRA déloge efficacement les résidus de nourriture adhérents aux ustensiles et à la vaisselle en général. Il est efficace pour enlever les taches de thé, café, vin, tanin et d'amidon. Il est doté d'un excellent pouvoir dégraissant et son contenu chloré lui procure un pouvoir assainissant. Il redonne à la vaisselle son apparence originale et n'abîme pas la verrerie, l'acier inoxydable, la faïence et la porcelaine avec décors sous émail.
- **ECONOMIQUE** : Produit hautement concentré.
- **RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'UTILISATEUR** : Ce produit est sans phosphates, sans EDTA, sans NTA, sans COV, sans CMR, sans agents sensibilisants et sans composés persistants dans l'environnement. Il contient des substances organiques facilement biodégradables.

COMPOSITION

Hypochlorite de sodium (CAS n° 7681-52-9) : 2,27 % (m/m).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent légèrement jaunâtre
Odeur : caractéristique
pH à 1% (25°C) : 12,0 – 12,5
Poids spécifique (25°C) : 1,180 – 1,185
Viscosité (25°C) : < 25 cps
Stabilité : stable dans des conditions normales d'entreposage

LÉGISLATION

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
Biocide TP4.



Réf. 061253 Colis de 2 bidons de 5 L

APPLICATION

Collectivités, industries, restauration...

MODE D'EMPLOI

1. Éliminer les grosses salissures à l'aide d'un grattoir, d'une brosse ou d'un rinçage préliminaire.
2. **DILUTIONS** : Pour usage général : Dans un bac, diluer de 1,5 à 2,5 % (soit de 15 à 25 ml de DV-ULTRA par litre d'eau).
Pour une action bactéricide et fongicide : Dans un bac, diluer au moins à 2 % (soit 20 ml de DV-ULTRA par litre d'eau).
3. Faire tremper la vaisselle de 20 à 30 minutes.
4. Laver au lave-vaisselle. 5. En fin d'utilisation, rincer le matériel avec de l'eau.

Note : DV-ULTRA est sans danger pour l'acier inoxydable lorsqu'utilisé comme recommandé. Ne pas utiliser DV-ULTRA pour le trempage des objets en laiton, en argent, en aluminium et en cuivre.

DV-ULTRA

Liquide de trempage concentré désinfectant
pour la vaisselle

061253

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur	Normes	Dilution	Temps de contact
Bactéricidie	• EN 1040	2%	5 min
Fongicidie	• EN 1275	2%	15 min

PRÉCAUTIONS

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter un vêtement de protection approprié. Conserver hors de la portée des enfants. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.