

GANT DE TOILETTE AVEC SAVONGE

Colis de 240 gants (24 sachets de 10)

Famille 420

Révision : 06/12/11

COMPOSITION

Face intérieure

- Fibres de polyester bouclées, avec mélange de fibres bi-composants (thermobonded) sans incorporation de produits chimiques
- Grammage 90 g/m²
- Sans formaldéhyde et sans formol
- Imprégnée de gel dermatologique hypoallergénique pH 5.5 (autorisation sanitaire de l'Agence espagnole pour les Médicaments et les Produits Sanitaires n° 00595 C.S)

Face extérieure

- Non tissé polypropylène spunbonded 30/40 g/m² blanc
- Les deux faces sont assemblées par confection overlock, avec fil de polyester texturé



PROPRIETES

- Spécialement conçu pour l'hygiène des patients et pour une utilisation facile par le personnel hospitalier
- A usage unique, il permet d'éviter les contaminations croisées

METHODOLOGIE

1) Cotocell® pour dégrossir

La grande résistance à l'état humide d'un essuyage Cotocell® permet de prélever à l'eau claire toute surface de peau particulièrement souillée, afin de la préparer à un meilleur savonnage.

2) Savonge® pour laver, puis rincer (rinçage facultatif)

L'adjonction d'eau sur Savonge® permet d'obtenir une mousse lavante, par un simple mouvement des doigts sur la main refermée. Le savonnage de la peau étant terminé, rincer avec Savonge® débarrassé du reste de savon, par un passage sous l'eau courante.

3) Cotocell® pour sécher

La grande capacité d'absorption d'un essuyage Cotocell® permet un séchage rapide et efficace de la peau par simple tamponnement.

DIMENSIONS 15,5 x 20 cm

CONDITIONNEMENT

- Sachet de 10 gants
- Colis de 24 sachets soit 240 gants