

REF.010163

PROSOLV

Colis de 2 bidons 5 L

Famille 361

Révision : 15/03/2011

UTILISATION

Détachant liquide neutre très efficace formulé spécifiquement pour les taches de graisse sur linge. Pouvoir dégraissant exceptionnel. Sans danger pour la coloration des tissus.

Efficace en eau froide ou chaude, douce ou dure. Compatible avec tout produit de lavage pour la lessive. Mousse contrôlée.

Formule développée selon l'approche Enviro-Technik® : sans phosphate, sans phosphonate, sans agent sensibilisant, sans EDTA ou NTA. Sans COV, sans CMR.

COMPOSITION

15 % ou plus, mais moins de 30 % : agents de surface non ioniques.

Moins de 5 % : conservateurs (Benzisothiazolinone)

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Aspect physique :	Liquide transparent incolore
Odeur :	Caractéristique
pH concentré :	de 9.0 à 9.5
Poids spécifique	de 0.96 à 0.98
Viscosité :	50 à 100 cps

MODE ET DOSES D'EMPLOI

En pré-lavage : verser une petite quantité de PROSOLV directement sur la tache. Laisser agir quelques instants. Mettre en machine avec le cycle de lavage habituel.

Machine ménagère (5kg) : S'utilise au cycle de lavage à raison de 6 à 18 g/kg de linge sec (soit environ de 30 à 90 ml pour une machine de 5 kg) en association avec une lessive de notre gamme.

Machine collectivité (doseur) : S'utilise au cycle de lavage à raison de 6 à 18 g/kg de linge sec. Pour une utilisation optimale, consulter notre service technique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient : Isopropanol (CAS n°67-63-0).

Inflammable. Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver dans un endroit frais. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas d'incendie, utiliser de l'eau, un extincteur à poudre ou du dioxyde de carbone. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d'urgence, contacter l'hôpital F.Widal, centre anti-poison et de toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT

Colis de 2 bidons de 5 L

