

Tampon abrasif vert sur éponge ergonomique

13,1 x 8,3 x 2,7 cm

012219 Sachet de 6 éponges

AVANTAGES

Ce produit de nettoyage multi-usage double fonction combine une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules abrasives avec une éponge en cellulose pure, le tout laminé à l'aide d'une colle.

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés
- Facile à utiliser
- Souple
- Ne retient pas ni ne laisse couler les produits nocifs
- Très bonne longévité
- Récurve sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels (eau de javel diluée seulement)



Réf. 012210

UTILISATION

Lessivage et récurage des murs, boiseries, tables, comptoirs, plats et casseroles

Ce tampon est moyennement abrasif et n'est pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures

Ne convient pas pour le nettoyage des installations sanitaires

Sur les surfaces particulièrement fragiles et sensibles aux rayures (type Plexiglas®), utiliser de préférence un tampon blanc ...

CARACTERISTIQUES

Poids : 25 g

Capacité d'absorption : 27 fois

Epaisseur : 27 mm

Largeur : 83 mm

Longueur : 131 mm

Abrasion : 2,6, g retirés

Composition : Fibres nylon, Abrasifs spécifiques, résine polymère

ENTRETIEN

Retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon
Rincer à l'eau claire avant la première utilisation.

Mettre l'éponge 2 minutes au micro-ondes pour tuer 99% des bactéries, virus, parasites et spores.

ATTENTION : L'éponge doit être mouillée et ne comporter aucune particule métallique

CONDITIONNEMENT

Sachet de 6 éponges