

Medi-Prop Surf

Détergents Désinfectants



Solutions d'hygiène et de protection professionnelles

232905 / 232915 / 232955

AVANTAGES

- Détergent désinfectant Idéal pour une utilisation sur les sols, les surfaces, les mobiliers et les dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fauteuils roulants, etc...),
- Idéal également en collectivité, hôpitaux, centre de soins, maison de retraite, écoles, cantines, réfectoires...
- Peut s'utiliser sur les surfaces et matériels pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Formule à pH doux une fois dilué permettant un usage polyvalent.
- Sans EDTA et sans Aldéhyde

COMPOSITION

Préparation à base de chlorure de didécyl diméthyl ammonium CAS n°7173-51-5 (30 g/kg), de laurylamine dipropylenediamine CAS n°2372-82-9 (51 g/kg), de tensioactif non ionique et d'agent complexant.

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéricidie	• EN 1040 à 0,25%	5 min
	• EN 1276** à 0,5% et à 0,25%	5 min - 15 min
	• EN 13697** à 0,25% + sur SARM, Listeria, Salmonella, EBSE et Acinetobacter à 0,25%	15 min
	• EN 13727+A1** à 0,25%	5 min
	• EN 14561** à 0,25%	30 min
	• EN 16615** à 0,5%	15 min
Levuricidie	• EN 1275 à 0,25%	15 min
	• EN 1650+A1** à 0,25% ou 0,5%	15 min – 30 min
	• EN 13697** à 0,25% ou 0,5%	15 min – 30 min
	• EN 13624** à 0,25% ou 0,5%	15 min – 45 min
	• EN 14562** à 0,5%	30 min
	• EN 16615** à 0,25%	15 min
Virucidie	• EN 14476 sur Herpès à 0,25%	5 min
	• EN 14476 sur PRV à 0,25 ou 0,5%	1 min - 15 min
	• EN 14476+A1 sur Influenza A H1N1 à 0,5%	30 min

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté -



Réf. 232905 Colis de 250 doses de 20 mL
Réf. 232915 Colis de 6 flacons auto-doseur de 1 L
Réf. 232955 Colis de 2 bidons de 5 L

APPLICATIONS

- Utilisation en milieux hospitaliers, agroalimentaires, restaurations, collectivités et industriels.

CARACTÉRISTIQUES

pH pur : 13 – 13,5

pH dilué à 0,25% (eau démi) : 10,5

pH dilué à 0,25% (eau réseau) : 9

Densité : ~ 1

Aspect : Liquide limpide incolore à jaune clair

Odeur : Caractéristique

MODE D'EMPLOI

En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé, bio nettoyage. Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20 mL pour un seau de 8 L) et appliquer à raison de +/- 30 mL/m².

Ne pas rincer, sauf sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Compatible en utilisation auto laveuse à des concentrations <= 0,5%. Nettoyer le matériel utilisé à l'eau.

Non corrosif à 0.25% sur PVC, laiton, aluminium et inox.

Compatible à 0.5% avec les sols Gerflor suivants:

- Revêtement sol en MIPOLAM EL
- Revêtement sol en MIPOLAM accord 300
- Revêtement sol en TARALAY Premium

NORMALISATION

Ce produit est autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Produit biocide TP2 et TP4.

CONSERVATION

Se conserve 3 ans dans son emballage d'origine fermé à température ambiante.

Conservation du produit dilué une semaine au plus dans un récipient propre, fermé, identifié et conservé selon les recommandations de la fiche de données de sécurité, sinon 24h au maximum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel

Ne pas utiliser avec d'autres produits, Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.