

Sani 4D

Détergent détartrant désinfectant
désodorisant concentré

259425 / 259455

AVANTAGES

EFFICACITE D'ACTION :

- Formulation spécialement développée pour conférer au produit une excellente adhérence aux parois et surfaces garantissant le temps d'action du produit d'une part pour son activité désinfectante et d'autre part pour son efficacité nettoyante et détartrante.
- Ce produit contient un agent déperlant retardant l'entartement des surfaces traitées.
- La synergie des composants de ce produit assure une brillance des robinetteries et des faïences

RESPECT DE L'UTILISATEUR

- La pulvérisation sous forme de mousse évite la dispersion de brouillard irritant lors de l'utilisation.
- Agréablement parfumé, laisse une odeur rémanente et fraîche dans vos sanitaires.



Réf. 259425 Colis de 6 flacons doseur de 1L
Réf. 259455 Colis de 2 bidons de 5L

COMPOSITION

Chlorure de didecyldiméthylammonium (7173-51-5)
: 50g/kg. Plus de 5% mais moins de 15% de
tensioactif non ionique. Parfum, colorant.

CARACTÉRISTIQUES

pH < 2
Aspect : Liquide limpide rose
Odeur : Fleuri

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur	Normes*	Concentrations	Temps de contact
Bactéricidie Condition de saleté : 3g/l albumine bovine	• EN1276 sur Escherichia coli, staphylococcus aureus, enterococcus hirae, pseudomonas aeruginosa	1%	5 min
	• EN13697 sur Escherichia coli, staphylococcus aureus, enterococcus hirae, pseudomonas aeruginosa	1%	5 min
	Conditions de saleté médicale 3g/l albumine bovine + 3mL/L Erythrocytes de mouton	• EN13727 sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	2%
Levuricide Condition de saleté : 3g/l albumine bovine	• EN1650 sur Candida albicans	1%	15 min
	• EN13697 sur Candida albicans	1,5 %	15 min
Conditions de saleté médicale 3g/l albumine bovine + 3mL/L Erythrocytes de mouton	• EN13624 sur Candida albicans	1%	15 min
Virucidie Condition de saleté : 3g/l albumine bovine	• EN14476 sur Vaccine	1%	5 min

Sani 4D

Détergent détartrant désinfectant
désodorisant concentré

259425 / 259455



MODE D'EMPLOI

Surfaces (lavabos, baignoires, douches, cuvettes, murs...)

Diluer dans un pulvérisateur équipé d'une tête à buse moussante entre 1 et 2% en fonction de l'efficacité désinfectante souhaitée.

Vaporiser à environ 40 cm des surfaces à traiter.

Laisser agir le temps nécessaire selon le niveau de désinfection souhaité (entre 5 et 15min).

Rincer ou essuyer la surface.

Sols

Pour le détartrage des sols exposés au calcaire, diluer le produit à 0,5%.

Lavage à plat ou mécanique. Rincer si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas mélanger. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé. DLUO 3 ans. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux ou non dangereux si rincé. Ne pas réutiliser l'emballage.

Produit biocide, TP2 / Usage professionnel.