



# motion 180sq comfort 2.0

Art nr: 20082181-00

Rektangulær form for maksimal massasje på liten plass. Våre to massasjesystemer garanterer deg den beste opplevelsen. Med et Motion massasjebad hjemme kan du nyte ditt eget spa.

## Detaljert informasjon

### Artikkelkoder

EAN 7392429041577

### Standarder og klassifiseringer

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Omfattes av CE: Ja

### Produktmål og vekt

Badedybde (mm) 425

Kardybde (mm): 425

Høyde min. (mm): 670

Lengde (mm): 1800

Bredde (mm) 800

Nettovekt (kg) 106

Vannvolum (l) 250

### Strøm og belysning

Grunnsystem Antall faser 1

Grunnsystem spenning (V) 230

Grunnsystem sikring 10A

Effekt (Watt) 1105

IP-klassifisering IPX5

### Material og overflatebehandling

Farge Hvit

Overflatefinish Blank

Hovedsakelig materiale Sanitærakryl

### Utstyr

Massasjesystem Comfort 2.0

Antall vanndyser 16

Bunnventil Ja

Avløpsrør Ja

6 powerjetdyser Ja

Ryggmassasje Ja

Fotmassasje Ja

Front/gavl Nei

Overfyllingsbeskyttelse Ja

### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 1,000

Emballasjens bredde (m) 2,010

Emballasjens lengde (m) 0,820

Bruttovekt (kg) 106,000

### Annet

Utførelse Rektangulært

## Vedlikeholdsråd

Rengjør karet etter hvert bad for å oppnå best mulig holdbarhet. Tørk bort vanndråper med en ren, myk klut for å unngå kalkbelegg. Hvis akryloverflaten skulle skades eller ripes opp, finns Clean & Shine Bathroom som rengjør og eliminerer mindre merker og riper. Ved dypere riper/skader poler med Clean & Shine Polermiddel. Hold bakterier borte og rørsystemet rent med hjelp av våre rengjørings- og desinfeksjons produkter från Spacare.