

FLOCARE® INFINITY™ PUMPESETT

Pumpesettene passer til Flocare® Infinity™-pumpen. Alle tre settene har en treveiskran og patentert anti free-flow mekanisme for pasientens sikkerhet.

Flocare® Infinity™ Pumpesett er for tilkobling til alle Nutrison sondeløsninger og andre leverandørers sondeernæringer.

Flocare® Infinity™ Universal Pumpesett er beregnet for tilkobling til både Nutricias og andre leverandørers sondeernærings-emballasjer.

Infinity™ Pumpesett for ambulant bruk er uten dråpekammer. Settet er 30 cm kortere inn til pumpen og 40 cm kortere ut fra pumpen. Pumpesett kan brukes til alle Nutrison sondeløsninger og andre leverandørers sondeernæringer.

Ernæringssettene har ENFit-/ENPluskobling. Den lille fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk. Alle Flocare® Infinity™ sett er frie for ftalater.



Flocare®
Infinity™
Pumpesett



Flocare®
Infinity™
Universal
Pumpesett



Flocare®
Infinity™
Pumpesett
ambulant bruk

RELATERT UTSTYR:



Medisinport Støvhette ENFit

BESTILLING:


Flocare® Infinity™ Pumpesett kan bestilles ved å sende e-post til: ordre.amnno@nutricia.com

Produktnavn	Best.nr.	Varenr.	Antall per salgsenhet
Pumpesett til bruk sammen med Infinity™ pumpen:			
Flocare Infinity Pumpesett ENFit / ENPlus	586514	856397	30
Flocare Infinity Universal Pumpesett ENFit / ENPlus	589825	973229	30
Flocare Infinity Pumpesett ambulant bruk ENFit / ENPlus	586520	919679	30
Relatert utstyr:			
Medisinport Støvhette ENFit	589739	860504	2x50


FLOCARE® INFINITY™ PUMPESETT:



Flocare® Infinity™ Pumpesett



Flocare® Infinity™ Universal pose- og flaskesett til pumpe



Flocare® Infinity™ Pumpesett ambulant bruk

FLOCARE® INFINITY™ PUMPESETT BESTÅR AV:

- A:** ENPlus-kobling til sondeernæring
- B:** Dråpekammer
- C:** Flocare Infinity pumpekassett
- D:** 3-veis kran (med hette, ENFit) for tilførsel av medisin og/ eller gjennomskylling
- E:** ENFit-kobling
- F:** Flaske konektor til glass og tåteflasker (følger med universal sett)
- G:** Flaskeoppheng (følger med universal sett)

- Varianter:** Pack sett til bruk med Nutricias og
- Materiale:** PVC godkjent for medisinsk bruk, fri for ftalater.
- Emballasje:** Enkeltvis sterilt pakket.
- Holbarhet:** 36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato merket på forpakning.
- Brukstid:** 24 timer.