# MŌDERE: FICHE DESCRIPTIVE | Canada

## LIQUID BIOCELL<sup>MD</sup> PURE

Santé et bien-être | Sciences du collagène

#### Description du produit

Doté de propriétés supernutraceutiques, Liquid BioCell<sup>MD</sup> Pure contient du Liquid BioCell, un ingrédient à brevets multiples qui, selon les études cliniques, aide la peau à maintenir une apparence saine et plus jeune tout en soulageant les douleurs articulaires dues à l'arthrose des hanches et des genoux.

#### Avantages du produit

- Aide à soulager les douleurs articulaires dues à l'arthrose des hanches et des genoux
- Aide à réduire le nombre de rides profondes et de ridules sur le visage
- Aide à améliorer la souplesse de la peau
- Aide à accroître la quantité de collagène dans la peau
- Sans gluten
- Sans sucre
- Moins de 5 calories par portion

### Énoncé de positionnement

Liquid BioCell Pure contient du Liquid BioCell concentré, qui est obtenu au moyen de notre procédé de fabrication breveté

Bio-Optimized<sup>MC</sup> permettant de produire des molécules que l'organisme absorbe efficacement en raison de leur taille idéale. Des études cliniques ont montré que la technologie primée Collagen/HA Matrix<sup>MD</sup> favorise l'éclat et la santé de la peau tout en soulageant les douleurs articulaires dues à l'arthrose des hanches et des genoux. En plus d'être exempte de gluten et de sucre, cette formule essentielle contient moins de 5 calories par portion.

Liquid BioCell<sup>MD</sup> est si remarquable qu'il détient sept brevets américains et internationaux et a reçu de nombreux prix de l'industrie. Les produits contenant Liquid Biocell ont été présentés sur NBC, Good Morning America et Fox News, NPN: 80090338

#### Mode D'emploi/Utilisation

Dose recommandée (adultes): Prendre 1 cuillerée à soupe (15 mL) deux fois par jour. BIEN AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION. Utiliser pendant au moins 1 mois afin de constater des effets bénéfiques. Réfrigérer après ouverture et utiliser dans les 30 jours qui suivent. Ne pas utiliser si le film rétractable est manquant ou endommagé. Tenir hors de portée des enfants.



### Ingrédients clés

Liquid BioCell<sup>MD</sup>

#### Ingrédients médicinaux (pour 15 mL):

Liquid BioCell

Gallus gallus (poulet) (Collagène hydrolysé type II 60%, sulfate de chondroïtine 20%, acide hyaluronique 10%) . . . 1 g

**Ingrédients non médicinaux:** Eau purifiée, acide DL-malique, arôme naturel, sorbate de potassium, rébaudioside A.

ITEM# 17580CA • 0930/1