

wheaton pavlik harness

L1620

Le Wheaton Pavlik Harness est conçu pour répondre à toutes les normes. Il est utilisé dans le traitement de **dysplasie de la hanche** par positionnement en flexion et abduction contrôlée.

Contrairement à un plâtre, le harnais donne une **liberté de mouvement contrôlée** au lieu d'immobiliser la hanche entièrement. Cela permet une meilleure stabilisation de la hanche.

Le confort du patient est garanti grâce aux revêtement doux. Les **fermetures à velcro** permettent une application rapide et solide. Le harnais possède des boucles non volumineuse, l'enfant se sent à l'aise dans n'importe quelle position. Il est également possible d'ajuster toutes les bandes antérieures, arrières et d'épaule alors que l'enfant est couché sur le dos.

Les bandes du Wheaton Pavlik Harness ont des **codes couleur** pour aider les parents et pour éviter une mauvaise application. Les **chaussettes anti-dérapantes** sont spécialement conçues pour éviter le glissement des pieds en dehors du harnais.



Bandes avec des codes couleur pour une application simple.



Indications

- Dysplasie de la hanche chez un nourrisson
- Luxation congénitale de la hanche
- Subluxation congénitale de la hanche
- Dysplasie de la tête du fémur hors du cotyl

Infos de commande

Référence	Taille	Âge	Tour de poitrine
L1620-XS	XS		30 - 35 cm
L1620-S	S	0 - 3 mois	35 - 40 cm
L1620-M	M	3 - 6 mois	40 - 45 cm
L1620-L	L	6 - 9 mois	45 - 53,5 cm
L1620-XL	XL		> 53,5 cm

